



TIERORTH  PÄDIE

Hunderollwagen



## Hunderollwagen

Ein Hunderollwagen kann aufgrund verschiedener Krankheitsbilder zum Einsatz kommen, unter anderem bei Lähmungen oder Teillähmungen der Hinterläufe, zur Entlastung bei Arthrosen oder einer Hüftdysplasie, unterstützend bei Skeletterkrankungen, nach einem Bandscheibenvorfall, nach einer Amputation oder auch bei Altersschwäche.

Ein Rollwagen ermöglicht Ihrem Tier wieder Selbstständigkeit und kann Folgeschäden verhindern, indem er die Beweglichkeit fördert. So können Sie dazu beitragen, die Lebensqualität Ihres Hundes zu steigern.

Der Hunderollwagen

- ist passend für alle Hunderassen
- eignet sich für ein Körpergewicht bis zu 70 kg
- ist leicht und langlebig durch stranggepresstes Aluminium
- erfordert nur drei einfache Messungen (Ausnahme Sonderanfertigungen)

Der Hunderollwagen ist in verschiedenen Ausführungen verfügbar: zwei- oder vierrädrig. Größenverstellbare Elemente ermöglichen zudem eine individuelle Anpassung an Ihr Tier.



## Ablauf

Zur Angebotserstellung füllen Sie bitte das Maßblatt, das Sie auf unserer Homepage [www.tierortho.de](http://www.tierortho.de) finden, vollständig aus. Gerne senden wir Ihnen auch das für die Angebotserstellung erforderliche Maßblatt per E-Mail. Kontaktieren Sie uns dafür bitte telefonisch oder per E-Mail. Das ausgefüllte Maßblatt senden Sie uns bitte auf elektronischem Weg zurück.

Wir erstellen Ihnen daraufhin ein unverbindliches Angebot. Die Abgabe des Rollwagens erfolgt grundsätzlich in unseren Räumlichkeiten. Idealerweise wird hierbei das Hilfsmittel durch einen unserer Techniker nochmals final eingestellt, um zu gewährleisten, dass Sie und Ihr Tier bestmöglich mit dem Rollwagen zurechtkommen.



## Kontakt

**Geschäftsbereich Tierorthopädie** der F. G. Streifeneder KG

Moosfeldstraße 10 · 82275 Emmering  
T 089 24413000 · F 089 244130019  
[info@tierortho.de](mailto:info@tierortho.de) · [www.tierortho.de](http://www.tierortho.de)