

# Maßblatt Hunderollwagen

## Angaben zum Tier

Name: \_\_\_\_\_

Rasse: \_\_\_\_\_ Alter: \_\_\_\_\_ Gewicht: \_\_\_\_\_

Diagnose des Tierarztes: \_\_\_\_\_

Werden zwei oder vier Räder benötigt?

2 Räder  
(bei schwachen bis gelähmten Hinterläufen)



Abb.: Beispiel eines konfektionierten Hunderollwagens

4 Räder  
(zur zusätzlichen Entlastung der Vorderläufe)




Abb.: Beispiel eines konfektionierten Hunderollwagens

1.) Abstand vom Vorderlauf bis zum Rumpfende in cm: \_\_\_\_\_

2.) Flankenhöhe in cm: \_\_\_\_\_

3.) Rückenbreite in cm: \_\_\_\_\_

*Bitte ziehen Sie beim Vermessen Ihres Tieres das Bein nicht lang, erhalten Sie die natürliche Biegung des Beins, wie auf dem Bild dargestellt. Zum Ausmessen der Flankenhöhe legen Sie bitte Ihre Hand an die Flankenfalte zwischen Oberschenkel und Bauch, so als wollten Sie sie etwas nach oben ziehen, und messen von dort bis zur Pfote. Das Maß der Flankenhöhe kann auch im Liegen genommen werden.*



Bitte senden Sie mir ein unverbindliches Angebot zu!

Vorname / Name: \_\_\_\_\_

Strasse / Nr.: \_\_\_\_\_

PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_ E-Mail: \_\_\_\_\_

Zur Angebotserstellung senden Sie das ausgefüllte Formular bitte per Fax an 08141 6106-565 oder schicken eine E-Mail an [info@tierortho.de](mailto:info@tierortho.de).